


フローサイトメトリー（細胞内染色）用 抗ヒトIfn- γ モノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0010653



前書き

ヒトインターフェロンガンマ（IFNG）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリー（FC intra）での使用が検証済みです。免疫応答モニタリング、抗腫瘍免疫研究、診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIFN- γ mAb
備考／別名	IFG; IFI; IMD69
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3458
遺伝子ID	3458
免疫原	ヒトIFN- γ （NP_000610.2）のアミノ酸24～166番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	保冷剤