

## 細胞内フローサイトメトリー用 抗ヒト Ifn- $\gamma$ モノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0012118



### 前書き

ヒト IFN- $\gamma$  を標的とする  
結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済み。自然免疫および適応免疫応答における II 型インターフェロンの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト IFN- $\gamma$ mAb                                          |
| 備考／別名       | IFG; IFI; IMD69                                                   |
| 種           | ヒト                                                                |
| GeneID (ヒト) | 3458                                                              |
| 免疫原         | ヒト IFN- $\gamma$ (NP_000610.2) のアミノ酸 24~166 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                         |
| 用途          | FC (細胞内)                                                          |
| 交差反応性       | ヒト                                                                |
| SWISS       | P01579                                                            |
| タンパク質分子量    | 19kDa                                                             |
| 輸送          | 保冷剤                                                               |