


Wb、Elisa用抗ヒトIgカッパ鎖モノクローナル抗体 - P01834

商品番号: CM0003413



前書き

ヒトIgカッパ鎖に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しています。ヒト免疫グロブリンカッパ軽鎖の定常領域を認識し、抗体構造および体液性免疫の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgカッパ鎖 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	Km; HCAK1; IGKCD; Human Ig Kappa Chain
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3514
遺伝子ID	3514
免疫原	ヒトIgカッパ鎖 (P01834) のアミノ酸1-107番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋