


Wb・Elisa用抗ヒトIgAウサギモノクローナル抗体 - P01876 / P01877

商品番号: CM0003240



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの、ヒトIgA定常領域に対するウサギモノクローナル抗体（P01876）です。ヒトIgA1に特異的で、他の免疫グロブリンクラスとの交差反応性はありません。液性免疫研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗ヒトIgA ウサギmAb
備考／別名	IgA1; ヒトIgA
対象種	ヒト
GeneID	3493/3494
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIgA（P01876）のアミノ酸1～353番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876/P01877
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤