


フローサイトメトリー用抗ヒトIgA1モノクローナル抗体（） - P01876

商品番号: CM0011010



前書き

この結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトIgA1の定常領域を標的とし、フローサイトメトリーでの有用性が検証されています。IgA1を発現するB細胞や、粘膜免疫研究における分泌抗体の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトIgA1 mAb
備考／別名	IgA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3493
遺伝子ID	3493
免疫原	ヒトIgA1のアミノ酸99～353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876
タンパク質分子量	38kDa/42kDa
配送	保冷バッグ