

Wb、Fc、Elisa用抗ヒトIgdモノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0007324



前書き

ヒト免疫グロブリン重鎖定常領域デルタ（IgD）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済み。B細胞生物学、適応免疫、サイトカイン誘導の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Human IgD Rabbit mAb
備考/別名	IgD; Human IgD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3495
GeneID	3495
免疫原	ヒトIgDのアミノ酸99-384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01880
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋