


Ihc-P、Elisa用 抗ヒトIgG（Fc）モノクローナル抗体 - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

商品番号: CM0002342



前書き

ヒトIgG

Fc領域を標的とするマウスモノクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAで検証済み。ヒトIgG重鎖定常領域（UniProt

P01857、P01859、P01860、P01861）を検出。分子量52kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	ヒトIgG（Fc）マウスmAb
備考/別名	COB1; YAP; YAP2; YAP65; YK1; YAP1; ヒトIgG（Fc）
種	ヒト
遺伝子ID	3500
免疫原	合成ペプチド ヒトIgG（Fc）由来の合成ペプチド。
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ