


抗ヒトIgGウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

商品番号: CM0003238



前書き

ヒト免疫グロブリン重鎖定常ガンマ鎖（全サブクラス）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、液性免疫の研究や診断用IgG定量に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Human IgG Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID	3500
免疫原	合成ペプチド ヒトIgG
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857,P01859,P01860,P01861
タンパク質分子量	52 kDa
配送	保冷バッグ