


Wb・Elisa用抗ヒトIgG3ポリクローナル抗体 - P01860

商品番号: CM0020371



前書き

ヒトIgG3重鎖定常領域（アミノ酸80～180番）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで実証済みです。液性免疫、抗体エフェクター機構、B細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgG3 ウサギpAb
備考／別名	IgG3; ヒトIgG3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3502
遺伝子ID	3502
免疫原	ヒトIgG3 (P01860) のアミノ酸80～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	P01860
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋