


Wb、Elisa用抗ヒトIgG3ウサギモノクローナル抗体 - P01860

商品番号: CM0007519



前書き

WBおよびELISAに適したヒトIgG3ウサギモノクローナル抗体です。体液性免疫研究および抗体検出のため、ヒトIgG3（UniProt P01860）の定常領域（アミノ酸99-167）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgG3 ウサギmAb
備考/別名	IgG3; ヒトIgG3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3502
遺伝子ID	3502
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01860
タンパク質分子量	41KDa/49KDa
輸送方法	保冷剤