


抗ヒトIgG4/免疫グロブリン重鎖定常ガンマ4 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P01861

商品番号: CM0018876



前書き

ヒトIgG4定常領域（IGHG4）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。体液性免疫・免疫寛容研究において、Igガンマ4鎖C領域を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgG4/免疫グロブリン重鎖定常ガンマ4 ウサギpAb
備考/別名	IGHG4; Igガンマ4鎖C領域; ヒトIgG4/免疫グロブリン重鎖定常ガンマ4
対象種	ヒト
免疫原	ヒトIgG4/免疫グロブリン重鎖定常ガンマ4（P01861）のアミノ酸50～150番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01861
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	氷袋梱包