


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗ヒトIgM（Fc）ウサギモノクローナル抗体 - P01871

商品番号: CM0006386



前書き

ヒトIgM重鎖の定常領域（P01871）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ELISA、WB、IF/ICC、FCアプリケーションに適しています。液性免疫、B CRシグナル伝達、IgMエフェクター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgM（Fc）ウサギmAb
備考／別名	MU; VH; AGM1; ヒトIgM
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3507
GeneID	3507
免疫原	ヒトIgM（P01871）のアミノ酸218～453に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ