


抗ヒトIgMウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P01871

商品番号: CM0004250



前書き

ヒトIgMに特異的なウサギモノクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。ヒトIg M重鎖の定常領域（約49kDa）を認識します。B細胞 および液性免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgM ウサギmAb
備考／別名	MU; VH; AGM1; Human IgM
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3507
遺伝子ID	3507
免疫原	`組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	氷袋