


抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q16552

商品番号: CM0005149



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証された、結合抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体。Th17細胞で発現するプロ炎症性サイトカインIL-17A（SWISS: Q16552）を検出します。宿主防御、炎症、および自己免疫機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒトIL-17A mAb
備考/別名	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3605
GeneID	3605
免疫原	ヒトIL-17A（NP_002181.1）のアミノ酸24-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	細胞内フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16552
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ