


フローサイトメトリー用抗ヒトIL-17Rbモノクローナル抗体（） - Q9Nrm6

商品番号: CM0012655



前書き

ヒトIL-17RB（Q9NRM6）に対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに使用でき、内分泌組織および造血研究におけるIL-17B/E受容体の発現プロファイリングに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL-17RB mAb
備考／別名	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; インターロイキン17受容体B
種	ヒト
遺伝子ID	55540
免疫原	ヒトIL-17RB（NP_061195.2）のアミノ酸18～289を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRM6
タンパク質分子量	31kDa/55kDa
輸送	保冷剤