

細胞内フローサイトメトリー用 抗ヒトIL-1Bモノクローナル抗体（） - P01584

商品番号: CM0011201



前書き

細胞内フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体。ヒトIL-1β（主要なプロ炎症性サイトカイン）を検出します。炎症および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL-1β mAb
備考/別名	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; インターロイキン-1 ベータ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3553
GeneID	3553
免疫原	ヒトIL1β (NP_000567.1) のアミノ酸117-269に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01584
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋