


ヒトIL-4モノクローナル抗体（）細胞内フローサイトメトリー用 - P05112

商品番号: CM0009701



前書き

高特異性結合ウサギ抗ヒトIL-4モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。Th2免疫プロファイリング、アレルギー、喘息、および免疫腫瘍学研究におけるサイトカイン検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIL-4 mAb
備考/別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3565
免疫原	ヒトIL-4 (NP_000580.1) のアミノ酸25-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05112
タンパク質分子量	17 kDa
配送	アイスバッグ