


フローサイトメトリー用 抗ヒトIL-5モノクローナル抗体 - P05113

商品番号: CM0009189



前書き

ヒトIL-5（インターロイキン-5）を標的とする標識モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）に適しています。好酸球分化、B細胞活性化、炎症性疾患の研究用途。SWISS: P05113。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトIL-5 mAb
備考／別名	EDF; IL-5; TRF; インターロイキン-5
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	3567
GeneID	3567
免疫原	ヒトIL-5（NP_000870.1）のアミノ酸20～134に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05113
タンパク質分子量	15 kDa
輸送条件	保冷バッグ