


抗ヒトIL-5ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P05113

商品番号: CM0019541



前書き

ヒトIL-

5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性があり、広範囲の種での反応が予測されます。サイトカイン研究、好酸球研究、およびB細胞分化アッセイに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Human IL-5 Rabbit pAb
備考/別名	EDF, TRF, IL-5, Human IL-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3567
GeneID	3567
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL-5 (NP_000870.1) のアミノ酸20-134に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の反応が予測されます）
SWISS	P05113
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック