


細胞内フローサイトメトリー用 抗ヒトIL-6R/Cd126 モノクローナル抗体（ ） - P08887

商品番号: CM0010560



前書き

ヒトIL-6R/CD126（gp80, IL6RA）に対するウサギモノクローナル標識抗体です。細胞内フローサイトメトリー用。ヒト検体で検証済み。炎症や免疫におけるIL-6シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒトIL-6R/CD126 mAb
備考/別名	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3570
GeneID	3570
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL-6R/CD126（NP_000556.1）のアミノ酸20-358に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08887
タンパク質分子量	52kDa
輸送	水袋