


抗ヒト Ilt5/Cd85A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O75022

商品番号: CM0009336



前書き

ウサギ抗ヒト ILT5/CD85a

モノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。単球およびB細胞上の抑制性免疫受容体であるヒト ILT5/CD85a を認識します。免疫学研究における免疫表現型解析や機能解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ILT5/CD85a mAb
備考/別名	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; 白血球免疫グロブリン様受容体 B3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11025
GeneID	11025
免疫原	ヒト ILT5/CD85a のアミノ酸 24-418 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006855.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75022
タンパク質重量	69kDa/71kDa
配送	アイスパック