


フローサイトメトリー用 抗ヒトインテグリンB5/Itgb5

ウサギモノクローナル抗体 () - P18084

商品番号: CM0008235



前書き

この標識ウサギモノクローナル抗体は、ヒトインテグリンβ5/ITGB5を標的とし、フローサイトメトリー用に検証済みです。フィブロネクチン接着、インテグリンシグナル伝達、アデノウイルス受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトインテグリンβ5/ITGB5 mAb
備考/別名	ITGB5; integrin beta-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3693
GeneID	3693
免疫原	ヒトインテグリンβ5/ITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸24-490に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18084
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷剤