


ヒトカッパ軽鎖モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If-P、Elisa対応） - P01834

商品番号: CM0006768



前書き

ヒトカッパ軽鎖定常領域を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済みです。免疫グロブリン研究、B細胞研究、および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトカッパ軽鎖ウサギmAb
備考/別名	Km; HCAK1; IGKCD; ヒトカッパ軽鎖
種	ヒト
免疫原	ヒトカッパ軽鎖（P01834）のアミノ酸1-107に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ