


Wb、If-P、Fc、Elisa用 抗ヒトカッパ軽鎖 ウサギモノクローナル抗体 - P01834

商品番号: CM0006718



前書き

ヒト免疫グロブリンカッパ軽鎖の定常領域を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、FC、ELISAでの使用が検証済みです。体液性免疫研究や診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトカッパ軽鎖 ウサギmAb
別名	Km; HCAK1; IGKCD; Human Kappa Light Chain
対象種	ヒト
免疫原	ヒトカッパ軽鎖(P01834)のアミノ酸1-107番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01834
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋