


フローサイトメトリー用抗ヒトラムダ軽鎖モノクローナル抗体（） - P0CG04

商品番号: CM0012042



前書き

で標識された、ヒト免疫グロブリンラムダ定常領域1を標的とするウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、B細胞および抗体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトラムダ軽鎖mAb
対象種	ヒト
免疫原	ヒトラムダ軽鎖のアミノ酸1-106番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P0CG04
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	氷袋