

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗ヒトラムダ軽鎖ウサギモノクローナル抗体 - P0Cg04

商品番号: CM0006276



### 前書き

ヒト免疫グロブリンラムダ定常領域1を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAでの有用性が確認されています。適応免疫、B細胞、軽鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 仕様                                    |
|----------|---------------------------------------|
| 製品名      | ヒトラムダ軽鎖ウサギmAb                         |
| 生物種      | ヒト                                    |
| 免疫原      | ヒトラムダ軽鎖のアミノ酸1〜106に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                   |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                             |
| 用途       | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                   |
| 交差反応性    | ヒト                                    |
| SWISS    | P0CG04                                |
| タンパク質分子量 | 11kDa                                 |
| 輸送       | 保冷剤                                   |