

ヒトLamp2モノクローナル抗体（）フローサイトメトリー用 - P13473

商品番号: CM0004629



前書き

ヒトLAMP2を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。リソソーム生成、オートファジー、免疫提示の研究に最適です。ヒトサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
備考/別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	3920
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLAMP2 (NP_002285.1) のアミノ酸29-375に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44kDa/45kDa
配送	氷袋