

抗ヒトLamp2モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P13473

商品番号: CM0008422



前書き

このウサギモノクローナル抗ヒトLAMP2抗体（コンジュゲート）は、細胞内フローサイトメトリー（FC）について検証済みです。リソソーム糖タンパク質LAMP2（CD107b）を標的とし、オートファジー、リソソーム研究、および免疫提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
備考/別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
種	ヒト
GeneID	3920
免疫原	ヒトLAMP2（NP_002285.1）のアミノ酸29-375に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44kDa/45kDa
配送	アイスバッグ