


フローサイトメトリー用 抗ヒト Lifr/Cd118 モノクローナル抗体 - P42702

商品番号: CM0012100



前書き

ヒト LIFR/CD118 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。LIFR は、サイトカイン LIF、OSM、CNTF、CTF1、CLCF1 のシグナル伝達受容体であり、JAK/STAT 経路に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト LIFR/CD118 mAb
備考/別名	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3977
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P42702
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ