

If/Icc、Fc用

抗ヒトリロイコサイト免疫グロブリン様受容体サブファミリーAメンバー2/クラスター・オブ・ディファレンシエーション85H モノクローナル抗体 - Q8N149

商品番号: CM0007984



前書き

ヒトリロイコサイト免疫グロブリン様受容体サブファミリーAメンバー2（クラスター・オブ・ディファレンシエーション85h/免疫グロブリン様転写因子-1/白血球免疫グロブリン様受容体-7）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光染色およびフローサイトメトリー法で検証済み。好中球や単球を含む自然免疫応答研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトリロイコサイト免疫グロブリン様受容体サブファミリーAメンバー2/クラスター・オブ・ディファレンシエーション85h モノクローナル抗体
備考/別名	免疫グロブリン様転写因子-1; 白血球免疫グロブリン様受容体-7; クラスター・オブ・ディファレンシエーション85H; 白血球免疫グロブリン様受容体-7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11027
遺伝子ID	11027
免疫原	ヒトリロイコサイト免疫グロブリン様受容体サブファミリーAメンバー2/クラスター・オブ・ディファレンシエーション85h (NP_001124389.2) のアミノ酸24-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	免疫蛍光染色/免疫細胞化学染色、フローサイトメトリー法
交差反応性	ヒト
スイスプロテイン	Q8N149
タンパク質分子量	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
発送	保冷バッグ