

ヒトLilrb4/Cd85K/Ilt3用フローサイトメトリー向けモノクローナル抗体 - Q8Nhj6

商品番号: CM0010663



前書き

フローサイトメトリー用途向けの、ヒトLILRB4/CD85k/ILT3に対するウサギモノクローナル抗体。単球、樹状細胞、およびB細胞上の抑制性免疫受容体を検出します。免疫学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
備考/別名	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11006
GeneID	11006
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLILRB4/CD85k/ILT3 (NP_001265355.2) のアミノ酸22-259に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHJ6
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋