

フローサイトメトリー用 抗ヒトMica/Micbモノクローナル抗体 - Q29983 / Q29980

商品番号: CM0011485



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの、ヒトMICAおよびMICBに対する結合ウサギモノクローナル抗体。ストレスを受けた細胞上のNKG2Dリガンドを検出し、免疫モニタリングおよび腫瘍免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトMICA/MICB mAb
備考／別名	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100507436/4277
免疫原	ヒトMICB (NP_005922.2) のアミノ酸23～298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q29983/Q29980
タンパク質重量	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
輸送	保冷バッグ