


細胞内フローサイトメトリー用 抗ヒト Mmp9 モノクローナル抗体 - P14780

商品番号: CM0012420



前書き

細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みの、
標識ウサギ抗ヒトMMP9モノクローナル抗体です。マ
トリックスメタロプロテアーゼ9（ゼラチナーゼB）を
標的としており、細胞外マトリックス再構築や白血球
遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト MMP9 mAb
略称・別名	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
対象種	ヒト
遺伝子ID	4318
免疫原	ヒトMMP9 (NP_004985.2) のアミノ酸20～707番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	P14780
タンパク質分子量	78kDa
発送	氷袋