


フローサイトメトリー（細胞内）用抗ヒトMmp9ウサギモノクローナル抗体 - P14780

商品番号: CM0011620



前書き

ヒトマトリックスメタロプロテイナーゼ9（MMP9）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用にバリデーション済みで、細胞外マトリックスの分解および白血球遊走に参与するMMP9を検出します。ヒトサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトMMP9モノクローナル抗体
備考／別名	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; マトリックスメタロペプチダーゼ9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4318
GeneID	4318
免疫原	ヒトMMP9（NP_004985.2）のアミノ酸20～707に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P14780
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ