

ヒトNectin-4モノクローナル抗体（）フローサイトメトリー用 - Q96Ny8

商品番号: CM0010368



前書き

ヒトNectin-4に対するウサギモノクローナル抗体、標識。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。細胞接着、麻疹ウイルス侵入、および乳がんの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Nectin-4 mAb
備考/別名	LNIR; PRR4; EDSSI; PVRL4; nectin-4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81607
遺伝子ID	81607
免疫原	ヒトNectin-4 (NP_112178.2) のアミノ酸32-146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96NY8
タンパク質分子量	24kDa/55kDa
配送	アイスバッグ