

抗ヒトニューログラニン（Nrgn）ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - Q92686

商品番号: CM0007498

前書き

ヒトニューログラニン（NRGN）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB・IHC-P・ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス発生やアルツハイマー病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニューログラニン (NRGN) ウサギmAb
別名	RC3; hng; Neurogranin (NRGN)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4900
GeneID	4900
免疫原	ヒトニューログラニン (NRGN) (NP_001119653.1) のアミノ酸2〜78番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q92686
タンパク質分子量	8kDa
発送方法	保冷剤