

ヒトニューログラニン用ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q92686

商品番号: CM0024595

前書き

WBおよびELISA用のヒトニューログラニン（NRGN/RC3）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。シナプスの発生と再構築に関与するカルモジュリン結合タンパク質です。神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトニューログラニン ウサギ pAb
備考/別名	RC3; hng; ヒトニューログラニン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4900
免疫原	組換えタンパク質 ヒトニューログラニン（NP_001119653.1）のアミノ酸2-78に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92686
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋