


Wb、If、Ihc、Elisa用 抗ヒトパーキン ポリクローナル抗体 - O60260

商品番号: CM0018324



前書き

ヒトパーキンに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。パーキンのミトファジー、パーキンソン病、ユビキチン化経路における役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトパーキン ウサギ pAb
備考/別名	PDJ; AR-JP; LPRS2; PARK2; Parkin
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	5071
GeneID	5071
免疫原	組換えタンパク質 ヒトパーキン (NP_004553.2) のアミノ酸81-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用可能アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60260
タンパク質分子量	52kDa
発送条件	保冷剤入り