


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗ヒトParkinポリクローナル抗体 - O60260

商品番号: CM0013191



前書き

ヒトParkin（PRKN/PARK2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。パーキンソン病、ミトコンドリア品質管理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトParkinウサギpAb
備考／別名	PDJ；AR-JP；LPRS2；PARK2；Parkin
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5071
GeneID	5071
免疫原	ヒトParkin（NP_004553.2）のアミノ酸1～387に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60260
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ