

抗ヒトPd-L1/Cd274モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q9Nzq7

商品番号: CM0005686



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトPD-L1/CD274を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。腫瘍免疫学、免疫チェックポイント研究、および診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	29126
免疫原	ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋