

## フローサイトメトリー用抗ヒトPD-L1/Cd274モノクローナル抗体 - Q9Nzq7

商品番号: CM0009024



### 前書き

ヒトPD-L1/CD274に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーに適しています。33 kDaのプログラム細胞死リガンド1（免疫チェックポイントタンパク質の一種、UniProt Q9NZQ7）を認識します。免疫腫瘍学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 詳細                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | 抗ヒトPD-L1/CD274モノクローナル抗体                               |
| 備考/別名       | B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1    |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 29126                                                 |
| 免疫原         | ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用          | フローサイトメトリー (FC)                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                                    |
| SWISS       | Q9NZQ7                                                |
| タンパク質分子量    | 33kDa                                                 |
| 発送条件        | 保冷剤（氷袋）                                               |