


WbおよびElisa用 抗ヒトPla2G7/Paf-Ah/Lp-Pla2 ウサギポリクローナル抗体 - Q13093

商品番号: CM0023866



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗ヒトPLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2

ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスと反応します。炎症性リン脂質代謝の研究や心血管疾患研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Rabbit pAb
備考・別名	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; phospholipase A2 group VII; Human PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7941
免疫原	ヒトPLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 (NP_005075.3) のアミノ酸22～441番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13093
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	保冷剤