

フローサイトメトリー用 抗ヒトポドプラニンモノクローナル抗体 () - Q86YL7

商品番号: CM0009228



前書き

ヒトポドプラニン (PDPN)

に対するウサギモノクローナル抗体で、にコンジュゲートされており、フローサイトメトリー用です。ヒトポドプラニンと反応し、細胞外ドメインの残基21-123を標的とします。細胞遊走、接着、EMT研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトポドプラニン mAb
備考/別名	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T1IA; podoplanin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10630
GeneID	10630
免疫原	ヒトポドプラニン (NM_006474.5) のアミノ酸21-123に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YL7
タンパク質分子量	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
輸送	保冷バッグ