

抗ヒトプロコラーゲンIアルファ（Col1A1）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If-P、Ihc-P用 - P02452

商品番号: CM0020355



前書き

ヒトプロコラーゲンIアルファ（COL1A1）に対する信頼性の高いウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-Pに適しています。細胞外マトリックス、骨、結合組織生物学におけるI型コラーゲンの研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトPro-Collagen I alpha ウサギpAb
備考/別名	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; collagen alpha-1(I) chain; ヒトPro-Collagen I alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID	1277
免疫原	ヒトCollagen I/COL1A1（NP_000079.2）のアミノ酸26～161に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P
交差反応性	ヒト
SWISS	P02452
タンパク質分子量	138kDa
発送方法	保冷剤