


フローサイトメトリー用 抗ヒトRor1 モノクローナル抗体 () - Q01973

商品番号: CM0011423



前書き

に結合したウサギモノクローナル抗体で、ヒトROR1タンパク質（104 kDa）を標的とします。フローサイトメトリー用に検証済みで、腫瘍学および神経生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒトROR1 mAb
備考/別名	NTRKR1; dJ537F10.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4919
GeneID	4919
免疫原	組換えタンパク質 ヒトROR1 (NP_005003.2) のアミノ酸24-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01973
タンパク質分子量	104kDa
輸送	保冷バッグ