

抗ヒト Siglec9 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Y336

商品番号: CM0010993

前書き

フローサイトメトリー用に最適化された、結合ウサギ抗ヒト SIGLEC9 (CD329) モノクローナル抗体。ヒト SIGLEC9（細胞接着および免疫調節に関与するシアル酸結合レクチン）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト SIGLEC9 mAb
備考/別名	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
種	ヒト
GeneID	27180
免疫原	ヒト SIGLEC9 (NP_055256.1) のアミノ酸 18-348 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y336
タンパク質分子量	50kDa, 52kDa
配送	アイスバッグ