

抗ヒト Siglec9 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q - Q9Y336

商品番号: CM0007963

前書き

フローサイトメトリー用、ヒト SIGLEC9 (CD329) ターゲットの
標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト反応性について
検証済み；細胞接着に関与するシアル酸結合レクチン
を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human SIGLEC9 mAb
備考/別名	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
種	ヒト
遺伝子ID	27180
免疫原	ヒト SIGLEC9 (NP_055256.1) のアミノ酸 18-348 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y336
タンパク質分子量	50kDa, 52kDa
配送	アイスバッグ