

Wb、If/Icc、Elisa用抗ヒトSytl2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iv01

商品番号: CM0019390

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの抗ヒトSYT12ウサギポリクローナル抗体。ヒトSYT12（47 kDa）を検出し、マウスと交差反応します。シナプス伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYT12ウサギpAb
備考／別名	SYT11; sytXII; SYT12
種	ヒト
GeneID	91683
免疫原	ヒトSYT12（NP_001171351.1）のアミノ酸95～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8IV01
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ