

ヒトチオレドキシンレダクターゼ1/Trxr1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16881

商品番号: CM0005159



前書き

ヒトTXNRD1（チオレドキシンレダクターゼ1）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。酸化還元生物学、癌、エストロゲンシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトチオレドキシンレダクターゼ1/TRXR1 ウサギmAb
備考/別名	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; チオレドキシンレダクターゼ1 (TXNRD1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7296
免疫原	組換えタンパク質 ヒトチオレドキシンレダクターゼ1 (TXNRD1) (Q16881) のアミノ酸1-649に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16881
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ