


Fc用 抗ヒューマンTim-3/Havcr2 モノクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0007853



前書き

ヒトTIM-

3/HAVCR2に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫調節に関与するT細胞免疫グロブリン・ムチン受容体3（CD366）を標的とし、免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
種	ヒト
GeneID (Human)	84868
GeneID	84868
免疫原	ヒトTIM-3/HAVCR2（NP_116171.3）のアミノ酸22-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
発送条件	保冷バッグ